Système de purification d'eau Barnstead Pacific TII



Le système de production d'eau Barnstead Pacific TII transforme l'eau du robinet en eau pure. Système innovant de production automatique et peu coûteuse d'eau de type 2, le système Pacific TII prend en charge les besoins quotidiens de 20 à 200 litres.



PROCÉDURES DE ROUTINE EN LABORATOIRE

- Rinçage de la verrerie de laboratoire
- Alimentation des autoclaves et des systèmes de production d'eau ultrapure
- Préparation et dilution de tampons, de réactifs et de milieux



Options multiples pour produire de l'eau de type 2

- Cinq débits de production de 3, 7, 12, 20 ou 40 L/h
- · Modifiable aux débits supérieurs
- La conception compacte permet une installation sur la paillasse ou une fixation au mur avec le support de fixation intégré

Fiabilité opérationnelle

- Contrôle par microprocesseur du fonctionnement automatique avec surveillance continue de tous les paramètres essentiels
- · Recirculation automatique entre 2 utilisations
- · La lampe à UV en option empêche toute contamination biologique

Une solution conviviale

- Données de résistivité et conductivité clairement affichées sur un grand panneau rétroéclairé pivotant pour une visualisation optimale
- L'état du mode de fonctionnement actuel indique clairement "production", "stand-by" (veille), "cleaning" (nettoyage) ou "disinfection" (désinfection)
- Niveau de remplissage du réservoir affiché en %
- Paramètres du système protégés par un code afin d'éviter toute modification involontaire des points de consigne
- · L'eau est distribuée directement à partir du réservoir de stockage

Documentation conforme aux BPL

- L'imprimante (en option) se connecte à un port RS-232 pour permettre l'enregistrement des données et leur traçabilité
- La constante de cellule de 0,01 cm⁻¹ garantit des mesures de conductivité précises
- La compensation thermique utilisée lors de la mesure de la conductivité présente une précision de ± 0,1°C (en conformité avec la norme USP 645)

Affichage du volume

• Le niveau d'eau (exprimé en %) dans le réservoir est affiché automatiquement sur l'affichage Pacific TII

Informations claires

L'affichage de quatre lignes, large et illuminé, offre une lisibilité optimale et présente des informations sur les éléments suivants :

- État du mode de fonctionnement, par exemple : "production", "stand-by" (veille), "disinfection" (désinfection)
- · Volume du réservoir, exprimé en %
- · Température en °C

Système de production d'eau de type 2

avec flexibilité optimale

Tableau de comparaison							
	Pacific TII 3 L/h	Pacific TII 7 L/h	Pacific TII 12 L/h	Pacific TII 20 L/h	Pacific TII 40 L/h		
Production d'eau pure à 15°C, L/h	3	7	12	20	40		
Résistivité à 25°C, MΩ·cm	15-10	15-10	15-10	15-10	15-10		
Conductivité, µS/cm	0,067-0,1	0,067-0,1	0,067-0,1	0,067-0,1	0,067-0,1		
COT (ppb)	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30		
Élimination des particules et bactéries (%)	99	99	99	99	99		
Élimination de la silice (%)	> 99,9	> 99,9	> 99,9	> 99,9	> 99,9		

Technologies productrices d'eau ultrapure



Membrane d'osmose inverse

La membrane d'osmose inverse haute performance élimine approximativement 98 % d'ions inorganiques et 99 % de toutes les substances organiques dissoutes, ainsi que les microorganismes et les particules.

Cartouche de polissage d'eau pure

Cette cartouche permet une purification plus poussée du perméat en osmose inverse afin d'obtenir une eau ultrapure, conformément aux normes internationales (ASTM Type II, CAP, ISO 3696, BS 3997 et CLSI).

Lampe à UV (version avec UV uniquement)

L'émission des UV à 254 nm garantit une radiation UV optimale. La lumière de la longueur d'onde à 254 nm a une action germicide.

Recirculation

La recirculation de l'eau entre le réservoir de stockage et le système Pacific TII jour un rôle essentiel dans la préservation de la qualité de l'eau. L'eau du réservoir passe dans la cartouche de polissage et dans le compartiment UV, puis est réinjectée dans le réservoir. (disponible uniquement pour les systèmes dotés d'un réservoir avec pompe de recyclage/pression)

Système de purification d'eau Barnstead Pacific TII (suite)

Le système Barnstead Pacific TII transforme l'eau du robinet en eau pure de 15-10 MΩ·cm.



Réservoirs Pacific TII

· Stockez de l'eau pure facilement et en toute sécurité!

Ouverture large

· Pour un nettoyage manuel, facile et efficace

Filtres de sécurité en option

- Un adsorbeur de CO₂ filtre le CO₂ et empêche une augmentation de la conductivité
- Le trop-plein stérile empêche la pénétration de micro-organismes et la contamination de l'eau du réservoir

Réservoir en polyéthylène

· Fabriqué avec des matériaux inertes, opaques à la lumière

Pompe de recyclage

 La pompe de recirculation protège l'eau pure de la prolifération bactérienne lors des périodes d'arrêt et maintient une valeur de conductivité faible

Fixation murale

· Fixation murale simple et compacte

Évacuation avec fond conique

• Permet une vidange complète, ainsi qu'un nettoyage et une désinfection efficaces

Spécifications et informations de commande

Source et prétraitement	Eau du robinet adoucie ou dureté de l'eau stabilisée			
Conductivité, µS/cm	< 1 500			
Concentration en chlore libre (mg/L)	< 0,1			
Plage de pH	4-11			
Température (°C)	2-35°C			
Pression, psi (bar)	29-87 (2-6)			

^{*}liste complète des spécifications de l'eau d'alimentation dans le manuel d'utilisation

Système Pacific TII						
ression de fonctionnement	Alimentation électrique	Consommation électrique	Connecteur pour eau d'alimentation	Dimensions L x P x H	Température ambiante	
29 à 87 psi (2 à 6 bar)	90-240 V 50/60 Hz	0,08 kW	3/4" NPT	372 x 330 x 603 mm	2-35°C	

Réservoir de stockage				
Volume	Matériau	Dimensions		
30 L		598 x 380 mm		
60 L	Polyéthylène, résistant à l'eau ultra-pure opaque	912 x 380 mm		
100 L		1 249 x 380 mm		

Options ou systeme	Option	UV	Pacific III 3	Pacific III /	Pacific III 12	Pacine III 20	Pacific III 40		
Systèmes Pacific TII Tous les systèmes sont équipés d'un support mural et d'une membrane RO, d'une cartouche	Systèm avec U		50132129	50132131	50132132	50131982	50132133		
d'eau ultra-pure, d'un régulateur de pression et d'une lampe à UV selon les modèles	Systèm sans U		50132121	50132123	50132124	50132125	50132127		
Accessoires requis									
Réservoir Pacific TII Choisissez le réservoir correspondant à vos bes	oins		Consultez la section "Options du réservoir de stockage" ci-dessous						
Système de prétraitement à double cartouche Un filtre de 5 µm avec une cartouche de charbon actif et une cartouche à stabilisateur de dureté livré avec deux corps de filtre permettant de contrôler le chlore, les impuretés organiques et la dureté < 250 ppm TIS Pour toutes les options de prétraitement, reportez-vous à la page 86		09.4000							
Accessoires en option							_		
Documents de qualification (IQOQ)			IOQDOCE50133915	IOQDOCE50133915	IOQD0CE50133915	IOQDOCE50133915	IOQDOCE50133915		
Détecteur de fuite Alerte l'utilisateur en cas de fuites, uniquement disponible en 230 V, 50 Hz		16.0129	16.0129	16.0129	16.0129	16.0129			
mprimante Utilise une interface RS-232 pour une documentation sécurisée de toutes les valeurs	120 V, 5	0/60 Hz	AY1137X1	AY1137X1	AY1137X1	AY1137X1	AY1137X1		
et erreurs mesurées, avec date et heure en conformité avec GLP-Guidelines	230 V, 5	0 Hz	09.2207	09.2207	09.2207	09.2207	09.2207		
Kit distributeur manuel Distributeur manuel avec cordon de 3 m qui se connecte au réservoir. À utiliser uniquement avec un réservoir équipé d'une pompe à pression (06.5032, 06.5062, 06.5082). Livré avec un filtre final de 0,2 micron.		50138221	50138221	50138221	50138221	50138221			
Consommables de rechange									
Cartouche de polissage d'eau pure			09.4011	09.4011	09.4011	09.4011	09.4011		
Les membranes d'osmose inverse Pacific TII 3, 7, 12 nécessitent une seule membrane RO Les modèles Pacific TII 20 et 40 nécessitent deux membranes, comme indiqué		22.0046	22,0046	22.0046	22.0046 (commander 2)	22.0087 (commander 2)			
ampe UV système			09.4002	09.4002	09.4002	09.4002	09.4002		
Solution de désinfection	Europe/ Asie-Pa		09.2202	09.2202	09.2202	09.2202	09.2202		
5 (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Amériqu Amériqu	e du Nord/ e latine	CMX25	CMX25	CMX25	CMX25	CMX25		
Cartouche à charbon actif avec filtre 5 µm			06.5201	06.5201	06.5201	06.5201	06.5201		
Cartouche stabilisatrice de dureté			06.5452	06.5452	06.5452	06.5452	06.5452		
Options de réservoir de stockage pour	Pacific 7	ſΪ			30 L	60 L	100 L		
Réservoir Choisissez un réservoir correspondant à votre c		avec affichage du niveau			06.5033	06.5063	06.5083		
et à votre pompe		avec afficha	ge de niveau et pomp	e de recirculation	06.5032	06.5062	06.5082		
Accessoires requis									
Trop plein stérile pour le réservoir					06.5001	06.5001	06.5001		
Filtre d'évent Choisissez le filtre d'évent correspondant à vos		Filtre stérile, 0,2 µm (choix idéal pour les réservoirs sans pompe de recyclage)			50135142	50135142	50135142		
applications	Filtre stérile, 0,2 μm + adsorbeur de CO ₂ (choix idéal pour les réservoirs avec une pompe de recyclage)				06.5002	06.5002	06.5002		
Accessoires en option	**								
Lampe UV pour réservoir, 230 V, 50 Hz					06.5006	06.5006	06.5006		
Support de fixation murale					06.5015	06.5016	-		
Consommables de rechange									
ampe UV de rechange (Réservoir)					09.5002	09.5002	09.5002		

